

検体保管庫

【検体検査室】

検査部管理番号	設置機器名	製造会社名	名称・型番	温度設定	温度計番号	日常点検	定期点検（外部/自主）
外注-01-02	薬用冷蔵冷凍庫	パナソニック ヘルスケア 株式会社	MPR-215F-PJ	冷蔵庫 2～8℃ 自記記録計付	2011-外注-03-01	2回/日	温度計：1回/年 (標準温度計にて校正)
				冷凍庫 -25℃±2℃ 自記記録計付	2011-外注-03-02		
緊急-01-01	薬用冷凍冷蔵庫	パナソニック ヘルスケア 株式会社	MPR-414F-PJ	冷蔵庫 2～8℃ 自記記録計付	2023-生化-03-01		
				冷凍庫 -20℃以下 自記記録計付	2011-生化-03-02		
生化-01-32	超低温冷凍庫	朝日ライフサイエンス 株式会社	レブコUXF30086	-80℃±10℃	2013-生化-03-08		
生化-01-33	超低温冷凍庫	朝日ライフサイエンス 株式会社	レブコUXF30086	-80℃±10℃	2013-生化-03-09		
生化-01-34	超低温冷凍庫	日本フリーザー 株式会社	フリーザー超低温槽 CLN-35C	-80℃±10℃	2010-生化-03-10		

【一般検査室】

検査部管理番号	設置機器名	製造会社名	名称・型番	温度設定	温度計番号	日常点検	定期点検（外部/自主）
一般-01-07	電子冷蔵庫	フジタカ	FEF-300	2～8℃	2011-一般-03-02	2回/日	温度計：1回/年 (標準温度計にて校正)
一般-01-15	薬用冷凍冷蔵庫	パナソニック ヘルスケア 株式会社	MPR-215FS-PJ	2～8℃	2011-一般-03-01		